







Systemec Mediaprep-90 / Mediaprep-120



Technische Daten				
Nr.	Bezeichnung	Größe	Mediaprep	Bemerkungen
1	Schnittstelle		X	RS-232 (Ethernet Netzwerk und USB kompatibel)
2	Spannungsversorgung*		X	3x400V+ Neutralleiter + Schutzleiter / 32A Absicherung / CEE Steckdose
3	VE-Wasser* ³	Schnellverschlusskupplung	X	3/4 Außengewinde hausseitig, ≥ 1bar Wasserdruck Σ Erdalkalitionen < 0,02 mmol/l, Leitfähigkeit zwischen 0,1 - 15 µS/cm
4	Rohwasser* ³	Schnellverschlusskupplung	X	3/4 Außengewinde hausseitig, ≥ 1bar Wasserdruck Σ Erdalkalitionen ≤ 2,0 mmol/l, Leitfähigkeit max. 300 µS/cm, 11°dH, 200mg/l CaCO ₃
5	Abfluss	Schnellverschlusskupplung	X	temperaturbeständige Ausführung (im Störfall bis 103°C) Temperatur wird geregelt auf 70°C (einstellbar), max. Höhe ≤40cm vom Boden

	Art.Nr.	Maß A	Maß B	Maß C	Wärmeemission	Nettogewicht	Prüfgewicht* ²
Systemec Mediaprep-90	1790	870	1110	1650	< 800 Watt/h	200 kg	326 kg
Systemec Mediaprep-120	1820	1000	1240	1780	< 800 Watt/h	220 kg	382 kg

X = Standard 0 = Optional -- = nicht Verfügbar Längenangaben in mm

* Änderung der Spannungen erhältlich auf Anfrage

*² Prüfgewicht: Kammer komplett gefüllt bei Wasserdruckprobe

*³ Der mitgelieferte Schlauch benötigt hausseitig 3/4" Außengewinde

<table border="1"> <tr> <th>Genehmigt</th> <th>Datum</th> <th>Notiz</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Genehmigt	Datum	Notiz				<table border="1"> <tr> <th>Allgemeintoleranz</th> <th>Oberfläche</th> <th>Maßstab</th> <th>Gewicht</th> </tr> <tr> <td>ISO 2768 T1-m</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Allgemeintoleranz	Oberfläche	Maßstab	Gewicht	ISO 2768 T1-m				<table border="1"> <tr> <th>Werkstoff</th> <th>Bemerkung</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Werkstoff	Bemerkung		
Genehmigt	Datum	Notiz																		
Allgemeintoleranz	Oberfläche	Maßstab	Gewicht																	
ISO 2768 T1-m																				
Werkstoff	Bemerkung																			
<table border="1"> <tr> <th>Gezeichnet</th> <th>Geprüft</th> <th>Notiz</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Gezeichnet	Geprüft	Notiz				<table border="1"> <tr> <th>Systemec Mediaprep-90 / Mediaprep-120</th> </tr> </table>	Systemec Mediaprep-90 / Mediaprep-120											
Gezeichnet	Geprüft	Notiz																		
Systemec Mediaprep-90 / Mediaprep-120																				
<table border="1"> <tr> <th>Systemec</th> <th>Zng.-Nr.: AZ 1790</th> <th>Rev.: 0</th> <th>1</th> </tr> <tr> <td>the exclusive company</td> <td> </td> <td> </td> <td>A0</td> </tr> </table>		Systemec	Zng.-Nr.: AZ 1790	Rev.: 0	1	the exclusive company			A0											
Systemec	Zng.-Nr.: AZ 1790	Rev.: 0	1																	
the exclusive company			A0																	